



## 分娩／母体救命 高機能シミュレーター S2200 VICTORIA<sup>®</sup>

手技の練習と急変症例のシミュレーションを  
最大限の臨場感で体験する



- 分娩介助手技
- 内診
- 多彩な症例の学習
- 母体モニタリング
- 胎児モニタリング
- 産後出血

## 全自動回旋操作／分娩介助手技の練習

肩甲難産



帝王切開分娩



骨盤位分娩



吸引／鉗子分娩



## 母体のモニタリング

瞬き／対光反射




触診可能な拍動



パルスオキシメーター



実機で取れる心電図



その他機能： 目で見える自発呼吸／目の追尾機能／全身痙攣／実機での血圧測定／心音、肺音の聴診／舌浮腫・喉頭痙攣／薬剤認識／CO<sub>2</sub>の吐き出し（オプション）

行える手技： 胸骨圧迫／BVM換気／気管挿管／静脈路確保／腰椎穿刺／恥骨上部圧迫／マクロパーツ法／双手圧迫

## 胎児心拍数モニタリング

実機でのモニタリング



指定可能な胎児心拍図



## 内診：解剖学的特徴を備えた骨盤

坐骨棘：触れることによって児頭、肩、臀部、足の産道内の進行度の確認

尾骨と恥骨：内診時に形状確認、骨盤計測

## 多彩な症例を学習できるシナリオ

- 正常分娩
- 子宮破裂
- 肩甲難産
- 常位胎盤早期剥離
- 経膈骨盤位分娩
- 弛緩出血
- HELLP症候群
- 羊水塞栓
- 臍帯脱出
- 切迫早産
- 帝王切開


上記を中心に48種類の既存のシナリオ。加えてオリジナルシナリオも作成可能。

## 産後出血とその対応

バルーンタンポナーデ



会陰縫合



産後子宮の収縮度合いは調節が可能

**Active Medical**

総発売元：株式会社アクティブメディカル

〒113-0024 東京都文京区西片1-15-15 KDX春日ビル 5F

TEL：03-5842-3015（代表）03-6801-5419（海外事業部ダイヤルイン）

FAX：03-5805-2570

HP：<https://actvm.co.jp/> E-mail：medmail@actvm.co.jp

製造元：ガウマード・サイエンティフィック