

止血用絆創膏

血液透析後の止血に

AlginatePad

アルギネートパット



- 止血用パットにはアルギン酸不織布を使用
- 粘着テープにはお肌にやさしい素材を使用
- 清潔かつ確実に穿刺部に貼り付け可能

仕様

サイズ：40×36 mm


パット部：アルギン酸不織布、PET不織布

粘着テープ：ポリエステル不織布

滅菌方法：EOG滅菌

包装内容：200枚入(箱)／30枚入(箱)

装着開始



装着後



※本品使用中に発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。

※使用方法につきましては、株式会社アクティブメディカルのホームページの「使用方法の動画」もご参考ください。

販売名：アルギネートパット
一般医療機器：救急絆創膏
医療機器届出番号：5B3X00009000039
JMDNコード：34864000
※再使用禁止

Active Medical

発売元：株式会社アクティブメディカル

お問い合わせ先：血液浄化部(埼玉支店内)

〒350-1115 埼玉県川越市野田町2-2-1

TEL:049-257-4811 FAX:049-257-4812

〈本社〉

〒113-0024 東京都文京区西片1-15-15 KDX春日ビル 5F

TEL:03-5842-3015 FAX:03-5842-3016

HP:<https://actvm.co.jp/> E-mail:medmail@actvm.co.jp



製造販売：ピアック株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻1008

TEL:0748-52-5000